



FICHA TECNICA TERMOMETRO INFRAROJO PARA USO MEDICO

SKU: BLUE-DT8018



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx



TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO MÉDICO BLUE-DT8018

Para medir temperatura del cuerpo humano No requiere contacto con la persona Mide temperatura superficial sin recibir interferencia del medio ambiente. Efectivo a una distancia entre 5 y 15 cm.

NO SE DEJE ENGAÑAR, LOS TERMÓMETROS DE ALTO RANGO SON PARA USO INDUSTRIAL Y MANEJAN UNA EXACTITUD DE MAS DE 1C, POR LO QUE NO PUEDEN SER USADOS EN PERSONAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Puede elegir entre temperatura de la frente y la temperatura de la superficie Rango de prueba de la frente: 32°C a 42°C Rango de prueba de temperatura superficial del artículo: 0°C a 180° C Precisión: En Rango de 32°C a 42° C es de 0.3 para temperatura de prueba en la frente o 2% para temperatura de la superficie. Prueba de temperatura de la frente: prueba en la frente o detrás de la posición del oído Temperatura ambiente de trabajo: 0°C a 50° C Distancia de prueba: 5 cm a 15 cm desde la cabeza del termómetro hasta la frente para la frente Temperatura y relación de punto de distancia 12: 1 Humedad de operación: 10-95% RH Tiempo de respuesta: 0.8 segundos Respuesta espectral: 8-14 um Alarma de fiebre: configure la temperatura de alarma como desee (la temperatura predeterminada es 38°C)

Registros: máximo 32 registros de prueba Pantalla con luz de fondo Se apaga automáticamente en 15 segundos sin ninguna operación Alarma de sobre rango muestra «Hr o»
Loon LCD Potencia: batería de 9V(NO INCLUIDA) Duración de la batería: 12 horas Emisividad, preestablecida como 0.95





Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764